乙酰胆碱酯酶(AChE)测定试剂盒说明书(精简版)

比色法 50 管/24 样) (货号: A024-1-1

免责声明: 测试前请仔细阅读说明书,预试后再进行批量实验,否 则由此导致的后果用户自行承担!

一、试剂组成及配制:(试剂盒有效期6个月)

试剂一:标准品,粉剂×3支,4℃保存。1μmol/mL 标准品 应用液配制: 取标准品一支加生理盐水 10mL 混 匀,现用现配。

试剂二:底物,粉剂≤2支,4℃保存。

底物缓冲液配制:用时每支粉剂加生理盐水 20mL,制备成底物缓冲液,4℃保存两周。

试剂三: 显色剂贮备液,3mL×l 支,4℃保存。

显色应用液配制:用时按照显色剂贮备液:生理 盐水=1:9 稀释,配成显色应用液。按需配制, 也可一次配制 30mL, 避光冷藏 3 个月。

试剂四: 抑制剂,液体 2mL×1 支。打开后可转移到离心管 内,室温保存。

试剂五: 透明剂,液体 6mL×l 支,室温保存。天冷时会有 沉淀或混浊,须在37℃加热至透明后方可使用。

生理盐水: 60mL×2 瓶, 室温保存。

二、测定意义:

胆碱酯酶是胆碱能神经递质乙酰胆碱的水解酶,直接 参与植物神经功能调节、肌肉运动、大脑思维、记忆等重 要功能。胆碱酯酶活力有改变时,以上各组织器官功能也 会有改变。另外,有机磷农药是胆碱酯酶的特异性抑制物, 它通过各种途径进入机体后可抑制胆碱酯酶活性。

三、测定原理:

乙酰胆碱酯酶 (Acetyl choline esterase) 水解乙酰胆碱 生成胆碱及乙酸,胆碱可以与巯基显色剂反应生成 TNB(对 称三硝基苯,Sym-Trinitrobenzene) 黄色化合物,根据颜色 深浅进行比色定量, 水解产物胆碱的数量可反应胆碱酯酶 的活力。

四、本法优点:

- 1、灵敏度高。微量样品即可测出乙酰胆碱酯酶的水平。
- 2、可以分型。另有配套试剂盒可测丁酰胆碱酯酶。
- 3、方法简便快速,准确稳定。
- 4、无需气相色谱等高级仪器,只要一般分光光度计即可。
- 5、本法适用于分光光度计或酶标仪(酶标仪读数时各管取 200μL 反应液加到 96 孔板中 412±10nm 处读数)测定。

五、所需仪器耗材及试剂:

含 412nm 波长的分光光度计及 0.5cm 光径比色皿(或 酶标仪及96孔板)、37℃水浴锅或恒温箱、台式低速离心机、 各种规格移液器、双蒸水、涡旋混匀器、试管或离心管、蛋 白测定试剂(组织及细胞样本用,本公司有售)。

六、操作过程:

1、样品前处理:

组织样本:准确称取组织重量,按重量(g):体积(mL) =1:9 的比例,加入 9 倍体积的生理盐水, 冰水浴条件下机械匀浆,2500转/分,离心 10分钟,取上清液待测(同时取部分上清 测定蛋白浓度,蛋白定量试剂盒本所有 售)。

血清(浆): 取不抗凝或抗凝全血 1000~1500 转/分, 离心 8 分钟,取上层血清(浆)。一般测定 时将血清或血浆用生理盐水 1:9 稀释(具 体稀释浓度以预实验结果为准)。

全血样本: 取 0.1mL 抗凝全血加双蒸水至 10mL, 即按 1:99稀释,充分混匀。如果您的样本量很 少,可以减少取样量。例如取 0.01mL 或 0.02mL 抗凝全血加双蒸水至 1mL 或 2mL。

取 a mL (一般为 0.1mL) 进行检测,每个 样本取样前必须充分混匀。

2、操作步骤:

\$1.11 > \$1.				
	测定管	对照管	标准管	空白管
样本 (mL)	a *			
1μmol/mL 标准品应用液 (mL)			a *	
双蒸水 (mL)				a *
底物缓冲液(mL)	0.5	0.5	0.5	0.5
显色应用液(mL)	0.5	0.5	0.5	0.5
混匀,37℃准确反应6分钟				
抑制剂(mL)	0.03	0.03	0.03	0.03
透明剂(mL)	0.1	0.1	0.1	0.1
样本 (mL)		a *		

混匀,室温静置 15 分钟,波长 412nm, 0.5cm 光径,双蒸水调零, 测各管吸光度 OD 值

- [注]: 1、对照管必须每个样本都做,因为每个样本对照管的 吸光度差异较大。
 - 2、比色前试管室温放置 15 分钟, 若室温过低, 可能会 出现沉淀或混浊,此时,请将试管置于37℃水浴中片 刻,即可澄清,澄清后方可比色,且对实验结果无影
 - 3、因反应时间较短,故批量测试时,每批所测样本不可 过多,准确控制反应时间,否则会影响实验精确度。
 - 4、a*所表示所取的样品量、标准品量、双蒸水的量, 三者均相等:
 - ①、血清(浆)测试前用生理盐水10倍稀释, 参考取样量为 30~50μL。
 - ②、10%脑组织匀浆的参考取样量为30~50µL。
 - ③、1:99 稀释后的全血稀释液取 0.1mL,取样 前每只要摇匀。

七、计算:

(一)、组织匀浆中乙酰胆碱酯酶的计算:

- 1、定义: 每毫克组织蛋白在 37 ℃ 保温 6 分钟, 水解反应体 系中 1μmol 基质为 1 个活力单位。
- 2、计算公式:

组织ACHE活力 =
$$\frac{A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}}{A_{\text{标准}} - A_{\text{空h}}} \times C_{\text{标准}} \div \text{Cpr}$$

C ₩a:标准品浓度, 1μmol/mL;

Cpr:组织匀浆蛋白浓度,mgprot/mL(prot 指蛋白)。

- (二)、血清中乙酰胆碱酯酶的计算:
 - 1、定义:每毫升血清样本在37℃保温6分钟,水解反应体 系中 1μmol 基质为 1 个活力单位。
 - 2、计算公式:

血清(浆)ACHE
$$= \frac{A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}}{A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}} \times C_{\text{标准}} \times N$$

C ≰æ:标准品浓度, 1µmol/mL;

N: 样本测试前稀释倍数。

(三)、全血中乙酰胆碱酯酶的计算:

1、定义: 每毫升全血在 37℃保温 6 分钟, 水解反应体系中 1µmol 基质为1个活力单位。

2、计算公式:

全血中ACHE 活力(U/mL) =
$$\frac{A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}}{A_{\text{标准}} - A_{\text{空h}}} \times C_{\text{标准}} \times N$$

C 标准:标准品浓度, 1μmol/mL;

N: 样本测试前稀释倍数。

公司地址:南京市玄武区中央路 258-27 号新立基大厦 联系电话: 025-83360321、83360969、83551389

邮政编码: 210009 E-Mail: njjcbio@vip.163.com

技术支持: 025-83360272、19951670086