



WB 二抗稀释液说明书（简化版）

（W020-1-1）

【产品简介】

Western 二抗稀释液 (Secondary Antibody Dilution Buffer) 可以用于 Western 时二抗 (secondary antibody) 的稀释。经本 Western 二抗稀释液稀释的二抗可以在 1-2 周内重复使用 3-5 次。

按照每个一抗稀释 10 毫升计算，一个包装的 Western 一抗稀释液可以稀释 10 个或 10 次二抗。

【试剂组成】

试剂编号	试剂组成	规格装量	保存条件
R1	WB 二抗稀释液	100ml	2-8℃保存 有效期一年

【操作步骤】

- 1、参考所用的二抗的使用说明，以及一抗的质量和样品中目的蛋白的含量，按照适当比例例如 1: 1000、1: 500 等比例稀释二抗。二抗稀释后即可直接用于 Western。一次 Western 结束后，可以回收稀释的二抗，4℃保存，以用于下次的 Western，通常在 1-2 周内可以重复使用 3-5 次。